

Reporte de Mantenimiento Preventivo para CT

CLIENTE				DIRECCION			CIUDAD		
Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Termino	Hora Término	Total Horas	Status Equipo	Tiempo Normal	Tiempo Extra	Tiempo Viaje	T. Viaje Extra
Descripción del Equipo:									
Modelo:							Rotaciones Gantry:		
N° Serie:							Uso Tubo: mAs/Ex		

PROCEDIMIENTO	Frecuencia	Hecho	Comentarios
Gantry			
Limpiar Slip Rings	3m		
Limpiar escobillas de señal y de fuerza	3m		
Verificar largo de escobillas	3m		
Limpiar Filtros del DAS	3m		
Verificar funcionamiento ventiladores del DAS	1A		
Limpiar filtros del Tubo de Rx	3m		
Engrasar Rodamientos de Rotación	1A		
Verificar movimientos de tilt	3m		
Inspección general del Gantry	3m		
Test de DAS	6m		
Verificar Calibración Generador	1A		
PDU			
Aspirar interior frontal y posterior	6m		
Verificar Conexiones	6m		
Camilla			
Limpiar cubierta superior	3m		
Limpiar base interior	6m		
Verificar movimientos (up/down, in/out)	3m		
Inspección general de la Camilla	3m		
Consola			
Limpiar Filtros	3m		
Verificar funcionamiento de Ventiladores	1A		
Sistema			
Calibración Diaria	1s		
Verificar calidad de Imagen QA	3m		
Salvar System State	3m		
COMENTARIOS:			
"Equipo Operativo" SI _____ NO _____ OTRO _____			