



### Nota de Pedidos

|                |            |
|----------------|------------|
| N° Correlativo | 99         |
| Fecha          | 16-06-2026 |

#### Datos Solicitante:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Unidad:               | Mantenición Clínica       |
| Nombre:               | Verónica Navarro López    |
| Cargo:                | Prevencionista de Riesgos |
| Dispositivo de Salud: | Cesfam y sus dispositivos |

#### Producto Solicitado:

| Nombre                                                    | Especificaciones Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Área de Destino         | Cantidad |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| mantención preventiva y diagnóstica a electrocardiógrafos | 2 Mantenciones preventiva a electrocardiógrafo<br><br>Se debe revisar y/o calibración de los siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cable de poder</li><li>- Pinzas y peras</li><li>- Panel</li><li>- Pantalla</li><li>- Alarmas</li><li>- ECG</li><li>- Batería</li><li>- Cargador de batería</li><li>- Impresora</li><li>- Carcasa</li><li>- Seguridad eléctrica como corriente de fuga, resistencia a tierra, voltaje.</li></ul><br>Se debe dejar guía técnica y completar hoja de vida del equipo. | Guzmanes                | 1        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cecosf                  | 1        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSR La Orilla           | 1        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSR Quebrada de Herrera | 1        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSR Piguchen            | 1        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cesfam                  | 1        |
|                                                           | Mantenición diagnóstica reparativa ECG<br><br>(Se destaca en planilla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cesfam                  | 1        |
| Mantenición preventiva electrobisturi                     | 1 mantención a Electrobisturi<br>Se requiere inspección general, de conectores, del pedal, del cable de alimentación.<br>verificación del interruptor, del estado de la pantalla, del teclado, del estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cesfam                  | 1        |





|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|                                                | de los accesorios, de alarmas<br>Limpieza integral.<br>Prueba de funcionamiento.<br>Mantenimiento de la fuente interna<br>Mantenimiento de tarjeta de procesamiento.<br>Comprobación de los parámetros y calibración del corte Monopolar, corte bipolar, coagulación y corriente fuga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |   |
| Monitor desfibrilador                          | 2 Mantenciones preventivas a Monitor desfibrilador.<br>Chequeo visual de carcasa frontal y trasera, panel frontal, estado de software, accesorios, batería de respaldo, e instalación de una batería nueva (existente)<br>Chequeo de indicadores del estado de pantalla, parlante, ícono de batería y de equipo no operativo, verificación de altavoz de indicaciones.<br>Chequeo de funcionamiento y verificación en la secuencia de encendido, fecha y hora, todas las alarmas se encienden en cada situación, si el beep se encuentra con volumen.<br>Verificar que el equipo muestra correctamente las siguiente curvas y parámetros: <ul style="list-style-type: none"><li>- electrocardiograma(ECG)</li><li>- Respiración (RESP)</li><li>- Oximetría de Pulso (ApO2)</li><li>- Presión invasiva (PI)</li><li>- Capnografía (CO2)</li></ul> Simulador de electrocardiograma ECG con simulador de pacientes. | Cecosf              | 1 |
| Se requiere la adquisición de parches para DEA | Se requiere la adquisición de electrodos parches para DEA<br>Marca: B&M<br>Modelo: AED 7000<br>N° de serie: 250826036N<br><br>Se debe considerar certificación ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quebrada de Herrera |   |





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO  
CESFAM VALLE DE LOS LIBERTADORES  
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN  
VNL

|  |                                                                     |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 13.485<br>Certificación ISP Chile<br>Fecha de vencimiento de 2 años |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|

Nota: Cada mantención debe ser realizada en el dispositivo propio del equipo

Detalle:

| <u>N.I.</u> | <u>EQUIPO</u>                  | <u>MARCA</u> | <u>MODELO</u> | <u>N° DE SERIE</u>  | <u>LUGAR</u>      |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 61          | Electrocardiógrafo             | EDAN         | SE3           | 360315-M1580093003  | Q. HERRERA        |
| 62          | Electrocardiógrafo             | EDAN         | SE3           | 360315-M15800930007 | PIGUCHEN          |
| 139         | Electrocardiógrafo             | CONTEC       | ECG300G       | 23120200012         | CECOSF            |
| 195         | Electrocardiógrafo             | CONTEC       | ECG300G       | 23120200011         | GUZMANES          |
| 63          | Electrocardiógrafo             | EDAN         | SE3           | 111295-M14700720002 | Cesfam<br>reserva |
| 64          | Electrocardiógrafo             | EDAN         | SE3           | 111295-M1470072003  | CESFAM            |
| 196         | Electrocardiógrafo             | EDAN         | SE3           | 111295-M14700720001 | CESFAM            |
| 65          | Electrobisturi                 | VALLEYLAB    | SURGI-20      | VL1607033           | CESFAM            |
| 58          | Monitor<br>Desfibrilador (DEA) | INSTRAMED    | CARDIOMAX     | 122015CM8264        | CECOSF            |

**Presupuesto: \$1.212.000.-**

Verónica A. Navarro López  
Ing. en Prevención de Riesgo:  
RUT 17.742.7  
ACO/P1935

Requiente

Dirección Cesfam  
CESFAM





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO  
CESFAM VALLE DE LOS LIBERTADORES  
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN  
VNL



Observaciones:

**Anexo 1**

**Recepción Conforme:**

|        |  |
|--------|--|
| Nombre |  |
| Fecha  |  |

Recepción Conforme:

☐

SI

☐

NO