

Requisitos para ingreso de muestras de insumos clínicos.

Se solicita al momento de ofertar por algún producto (insumos clínicos), y no contar con la evaluación técnica vigente del hospital, por favor hacer el envío vía correo de los documentos detallados a continuación:

Por favor considerar que la documentación solicitada, debe ser tramitada directamente con la persona que está comprando el producto. Indicando el ID de mercado publico asociado a la compra realizada.

En el caso de que la muestra sea solicitada por el área clínica del hospital, este mismo servicio el que tendrá que ponerse en contacto con la Sub gerencia de abastecimiento y logística para gestionar la tramitación del ingreso del producto.

Documentación a presentar:

1. Ficha Técnica del producto a evaluar.
2. En el caso de ser un Insumo Medico de registro obligatorio en ISP (Guantes quirúrgicos de látex guantes de látex, preservativos, condones de látex, agujas hipodérmicas estériles, jeringas hipodérmicas), el distribuidor debe traer:
 - Copia de la Resolución de Registro otorgada por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).
 - N° de Registro del ISP, impreso en el envase primario y/o secundario, según corresponda
 - Copia de la Resolución de Uso y Disposición del lote objeto de la adquisición.
 - Registro FDA o Unión Europea si corresponde.
3. Rótulo del envase (ver anexo 1)
4. Manual de instrucciones en español.
5. Si el insumo es estéril, certificado de esterilización.
 - Esto debe incluir método de esterilización, N° de lote del insumo que se entrega para su evaluación, tiempos y temperaturas del proceso completo y toda la información que corresponda.
6. Certificación de cumplimiento de Normas ISO 9001, 13485/2016 para Dispositivos médicos (con fecha vigente)

RÓTULO DEL ENVASE

- Nombre
- Uso previsto del dispositivo,
- Nombre y país del fabricante legal nombre y dirección del distribuidor local
- Lote o N° de serie
- Fecha de fabricación y vencimiento cuando corresponda
- Condiciones de almacenamiento
- Unidades en el envase
- Palabra Estéril y método de esterilización o simbología internacional si corresponde a un insumo estéril.
- Uso pediátrico cuando corresponda.
- Frase de un solo uso o su símbolo.

Date 日期: 2021.6.9

Ethylene Oxide Sterilization Certificate

环氧乙烷灭菌证书

Medical devices according to specification dated 基于注有日期的说明书的医疗器械 2021.5.31

number 编号 1-581

Sterilization date 灭菌日期: 2021.5.31

Sterilization process has been performed according to the instructions IN-7.5.7-01, IN-7.5.7-02, IN-7.5.7-03 and IN-7.5.7-04. 灭菌过程依据 IN-7.5.7-01, IN-7.5.7-02, IN-7.5.7-03 和 IN-7.5.7-04 进行实施。

Sterilization cycles ran appropriately as far as physical parameters are concerned, according to sterilization report number and dated

灭菌过程依据物理参数实施, 灭菌报告编号 121-33 日期 2021.5.31

For control of the process efficacy biological indicators were used:

为控制过程效力, 使用生物指示剂:

Biological indicators 生物指示剂:

Test contains spores of 检测所用的芽孢 *Bacillus atrophaeus* ATCC9372

Population of 芽孢含量 2.2×10^6 cfu/unit

Name of indicator 指示剂名称 环氧乙烷灭菌用生物指示剂

Lot number 生产批号 210302

Used by 有效期: 2022.03.01

Manufactured by 生产商 杭州富捷消毒用品有限公司

Incubation conditions 培养条件:

Incubator Temperature 35-38°C 培养箱温度 35°C Instrument number 仪器编号 HH-B11-420BS

Incubation time 7days 培养时间: 7天

2021.6.2 — 2021.6.9

Results: 结果

1. No growth of control strain was detected – biological indicators. 应变控制未检测到增长-生物指示剂。

黄芳芳

Laboratory Manager 实验室主管

Ethylene Oxide Sterilization Certificate

环氧乙烷灭菌证书

EO-Sterilization Batch Report 环氧乙烷灭菌批记录

Sterilization process parameters 灭菌工艺参数			
Date of sterilization 灭菌日期: 2021.5.31	Sterilization cycle no 灭菌批次号: 1-647	Specification number of sterilization 灭菌作业编号: 1-581	
Step 步骤	Parameter value 参数值	Tolerance 误差	Results 结果
Tw set 水箱温度设置	47°C		47°C
T1 set 灭菌温度设置	42°C		42°C
MANUAL PART OF THE CYCLE 灭菌循环的手动部分			
Initial warming up 初始加热	8 hours	±15 min	8h
Air removal to 抽空气真空至	-50 kPa	±1 kPa	-50.6 kPa
Keep -50 kPa for 保持 -50 kPa	10 min	±4 min	10 min
Nitrogen injection to 氮气加入至	-8 kPa	±1 kPa	-8.0 kPa
Humidity in the last 2 hours of initial warming up at built-in sensor 湿度在初始加热的最后 2 个小时 通过内置探头控制	40% - 55%	40% - 55%	45.9%
AUTOMATIC PART OF THE CYCLE 灭菌循环的自动部分			
Nitrogen removal to 抽氮气真空至	-85 kPa	±1 kPa	-84.5 kPa
Nitrogen injection to 氮气加入至	0 kPa	±1 kPa	-0.3 kPa
Nitrogen removal to 抽氮气真空至	-85 kPa	±1 kPa	-85.0 kPa
Humidifying to 加湿至	-82 kPa	±1 kPa	-81.9 kPa
Humidifying time 加湿时间	40 min	±20 min	32 min
EO gas injection to 加药至	-30 kPa	±1 kPa	-30.0 kPa
EO injection time 加药时间	30 min	±10 min	34 min
Exposure time 灭菌	480 min	±2 min	480 min
EO concentration in the chamber 柜体环氧乙烷浓度	867 mg/l	838 - 896 mg/l	864 mg/l
Flushing to 清洗至	-65 kPa	±1 kPa	-64.8 kPa
Flushing times 清洗次数	6 times with Nitrogen + 4 times air flushing 6 次氮气清洗 + 4 次空气清洗		6 次氮气 + 4 次空气
T1 readings during exposure and basic aeration 灭菌和基础解析时 T1 读数	42°C	±3°C	45.6°C
Tw readings during exposure and basic aeration 灭菌和基础解析时 Tw 读数	47°C	±3°C	45.9°C
Forced aeration time / temperature 强制解析时间 / 温度	36 hours / 40°C	±30 min / ±3°C	36h / 42°C
Accessory aeration 附属解析	Up to 7 days post sterilization 直到灭菌 7 天后	≥15°C	25.7°C
Determination of results 结果判定		Pass 合格 / Fail 不合格	

Signature of Laboratory Manager
实验室主管签字

GRENA[®]
Think Medical

Report for Description of Product in the Sterilization Cycles 产品灭菌过程描述

Date 日期: 21.6.7 Specification No. 作业编号: 2-641

Cycles No. 批次编号	EOgas exposure time 灭菌时间	The description of product 产品描述	Quantity in the basket 篮子内产品数量	Baskets quantity 篮子数量	Total quantity 总数量	Lot No. 产品批号	Remarks 备注
2-678	480min	0203-X2P3000	4/1	74/1	297	6/21052800/21C-722A	
		0203-X2P3000S	4/5	29/1	121	6/21052800/21C-723A	
		0208-511056	10	31	310	6/21052800/21C-711A	
		0221-080090150	106	1	106	6/21052800/21C-708A	
		0221-080090150	200/46	2/1	446	6/210520121C-655A	
		0301-03L	800/733	17/1	14333	6/210527/21C-678A	
		0301-03XL02	800/400	7/1	6000	6/210512/21C-618A	
		0301-03XL	800	4	3200	6/210526/21C-680A	
		0218-01241275B	1000/688	2/1	2688	6/21052000/21C-656A	
		0204-02PL	45/26	4/1	206	210602/21C-728A	

孙旭阳
杨文伟