

**Descripción:**

El dispositivo de captura de sutura de perfil bajo está diseñado para que lo utilicen los médicos con la intención de facilitar una colocación coherente de sutura en lugares de difícil acceso durante las intervenciones quirúrgicas abiertas. El dispositivo de perfil bajo se ha diseñado para cerrar, capturar y recuperar suturas en un solo paso. Este instrumento consta de un embolo activado con un amano en el extremo proximal, un cuerpo tubular y un portaagujas curvo en el extremo distal. Al oprimir el embolo se activa el cargador y se introduce la sutura/el dardo a través del tejido. El mecanismo de captura de la aguja del dispositivo captura la aguja automáticamente para facilitar el amarre de la sutura, o bien el dispositivo puede volver a cargarse para realizar nuevos cierres de sutura.

Libre de Látex	SI
Método de Esterilización	Óxido de etileno