



SSVQ
Hospital Geriátrico
"Paz de la Tarde"
Limache

SOLICITUD DE COMPRA N° 46/

Limache, JUNIO 29 de 2026.-

DE: MARCELA GONZALEZ M

Subdirectora de Gestión de cuidado:

CRISTIAN JORQUERA

Encargado Abastecimiento

Estimado Cristian: Junto con saludar solicito a usted la compra del siguiente elemento, para servicios clínicos:

- 1) SOLICITUD: 2 colchones viscoelásticos
- 2) JUSTIFICACIÓN: Contar con superficies de descarga activa de presión, para prevención de LPP.
- 3) DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO:
 - No requiere conexión a corriente.
 - Fabricado a base de espuma viscoelástica con memoria, con densidad de 80 kg/m3 que permite una óptima inmersión y envolvimiento del paciente.
 - Funda 100% impermeable al paso del agua. Hipoalergénica, antimicrobial y no tóxica, respirable y antitranspirante, permite paso del aire
 - Superficie interior antideslizante asegurando una correcta fijación en el catre del usuario.
 - Funda polimalla integral de fácil limpieza, lavable con agua jabonosa de forma regular.
 - Dimensiones 90 cms de ancho x 190 cms de largo x 6 cms de alto.



4) IMAGEN REFERENCIAL



SSVQ
Hospital Geriátrico
"Paz de la Tarde"
Limache



COLCHON CLÍNICO CIC MED ONE VISCO



FABRICADO EN CHILE



Marca Chile



Certificados de trabajo, calidad y seguridad, desempeño ambiental y ético



Innovegi
Fabricación con energía renovable



Certificación ISO 14001: 2015 Gestión Ambiental Bases y Colchones 2018

Colchón Clínico Med One Visco está diseñado para brindar el máximo confort y alivio de dolores. Las multicapas de espumas distribuyen el peso corporal y la temperatura, moldeándose a la forma y posición exacta del cuerpo. Su funda de tela Vestiflex impermeable y retardante de fuego le brinda la protección necesaria para una larga vida útil.

Tipo de Cubierta: Funda tela Vestiflex impermeable y Retardante de fuego, apta para limpieza con Cloro y Amonio cuaternario.

Lados de Uso: Doble lado de uso (visco D40/espuma D21)

Tipo de Tela: Tela Vestiflex impermeable y Retardante de fuego, apta para limpieza con Cloro y Amonio cuaternario.

Relleno del Colchón:

Multicapas: Espuma (D40) viscoelástica, Nucleo de espuma D21.

Componentes del Mixto: Colchón MedOne Visco
Tipo de Producto: Colchón Clínico
Modelo: MedOne Visco
Plazaje: 85x200x15



Escanea el QR para conocer más productos.



ventas@paracare.cl



+56 2 2201 6653



Las Dalias N° 3076, Macul

SSVQ
Hospital Geriátrico
"Paz de la Tarde"
Limache

FICHA PRODUCTO



BENEFICIOS / ATRIBUTOS

Multicapas de rellenos, espuma viscoelástica: se adapta al contorno del cuerpo, Espuma D21 de alta resistencia.

PERFORMANCE

Las multicapas de espumas distribuyen el peso corporal y la temperatura, moldeándose a la forma y posición exacta del cuerpo. Funda tela Vestiflex impermeable y Retardante de fuego.

TIPO DE CUBIERTA

Funda tela Vestiflex impermeable y Retardante de fuego. apta para limpieza con Cloro y Amonio cuaternario.

DIMENSIONES

LARGO (CM) 200 Cm. ANCHO (CM) 85 Cm. ALTO (CM) 15 Cm. PESO (KG) 6.3 Kg. Carga Max. 200 kg.

LADOS DE USO

Doble lado de uso (visco D40/espuma D21).

TIPO DE TELA

Tela Vestiflex impermeable y Retardante de fuego. apta para limpieza con Cloro y Amonio cuaternario.

RELLENO DEL COLCHÓN

Multicapas: Espuma (D40) viscoelástica, Núcleo de espuma D21.

☆ Garantía 6 meses.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA LIMPIEZA.



ALCOHOL ISOPROPILICO

Efecto máximo a los 10 segundos, se considera con efecto instantáneo. Se recomienda una dilución al 70%. Es inflamable, por lo tanto, debe aplicarse en un área fresca y bien ventilada. No actúa en presencia de suciedad ni de materia orgánica, no tiene efecto residual. Es antiséptico de mayor impacto en la magnitud de la reducción bacteriana.



AMONIO CUATERNARIO

Detergente desinfectante para uso hospitalario, se debe utilizar de 4 a 5ª generación. Su constitución es en base a detergente y desinfectante, por lo que no requiere uso previo de detergente ni enjuague. Debe ser pulverizado en el paño, para luego aplicarse por amastre.



CLORO

Su preparación debe ser controlada. Con las siguientes diluciones de cloro granulado 62:
- 1000 ppm: 1 dosis en 2,5 lts de agua.
- 5000 ppm: 1 dosis en 0,5 lts de agua. Se puede utilizar en concentraciones de 1000 ppm a 5000 ppm con una vigencia de 24 hrs.



Escanea el QR para conocer más productos.



ventas@paracare.cl



+56 2 2201 6653



Las Dalias N° 3076, Macul



SSVQ
Hospital Geriátrico
"Paz de la Tarde"
Limache

En espera de su pronta respuesta, saluda atentamente,

Marcela González.

Enfermera