




Ficha Técnica Requerimiento de Compra



DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE GESTION DEL CUIDADO

UNIDAD: Clínico

Fecha:	18-02-2026	N° de ficha:
CATEGORÍA:	INSUMO:	X
	EQUIPO o INSTRUMENTO:	
	SERVICIO:	



NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO:

Mascarilla de oxígeno sin recirculación con reservorio alargada

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO:

La Máscara No Reinhalación es un dispositivo médico utilizado para la administración de oxígeno de manera eficiente, diseñada para evitar que el paciente respire aire exhalado. Ideal para situaciones donde se requiere una concentración de oxígeno alta, esta máscara garantiza una oxigenoterapia segura y controlada.

Mascarilla para oxígeno adulto sin dosificador con reservorio transparente para administración de oxígeno en altas concentraciones . Capacidad del reservorio 1000ml. (transparente) .Fabricada en material PVC grado médico . Estéril por óxido de etileno . Con válvula unidireccional sin recirculación (que evita la reinhalación del gas exhalado) .Con conector universal para red de oxígeno, cumple con el largo mínimo 1.5m. . Posee clip de ajuste nasal

Alta concentración de oxígeno: Proporciona un flujo continuo de oxígeno puro, evitando la mezcla con el aire exhalado por el paciente.
Válvula unidireccional: Impide la reinhalación del aire exhalado, asegurando una administración de oxígeno más eficaz.
Comodidad: Diseño ergonómico y ajustable que proporciona un ajuste cómodo y seguro.
Reservorio de oxígeno: Incluye un reservorio que permite una mayor concentración de oxígeno en cada inhalación.
Materiales suaves: Fabricada con materiales flexibles y suaves, lo que mejora la comodidad durante su uso prolongado.

Esteril , Libre de Latex, hipoalergenico, de un solo uso

Vigencia: 5 años desde la fecha de fabricación, indicada en el empaque

EXIGENCIAS DE POSTULACIÓN:

Todo lo anteriormente descrito es de carácter excluyente. Proveedor que no cumpla con las especificaciones exigidas no será considerado en el proceso de selección.



MILENE HUERTA SOTO
Nombre y Firma Referente