

ESPECIFICACIONES TECNICAS COLCHONETAS.

Colchón de Evacuación Autónomo de Despliegue Rápido

El **S-CAPEPLUS®** es un dispositivo de evacuación independiente diseñado para el traslado seguro y expedito de pacientes no autovalentes o postrados en situaciones de emergencia. Su diseño robusto permite a un solo rescatasta movilizar a un paciente tanto en trayectos horizontales como verticales (descenso por escaleras), evitando el colapso de vías de evacuación que provocaría el uso de camillas convencionales.

1. Especificaciones Dimensionales y Logísticas

Parámetro Técnico	Métrica (Sistema Internacional)	Aplicación Operativa / Comercial
Largo del Colchón	210 cm	Cobertura completa para pacientes adultos de diversas estaturas.
Ancho del Colchón	60 cm	Optimizado para el tránsito en pasillos estrechos y puertas estándar.
Alto / Espesor del Colchón	7 cm	Núcleo de espuma técnica que provee soporte, confort y amortiguación ante irregularidades del terreno.
Dimensiones con Solapas Abiertas	190 x 285 cm	Área total de despliegue requerida en el suelo para el posicionamiento inicial del paciente.
Empacado en Funda de Pared (Wall Cover)	100 x 60 x 17 cm	Dimensiones para instalación fija en muros de zonas de tránsito o zonas verticales de evacuación.
Empacado en Bolso de Transporte	60 x 35 x 60 cm	Dimensiones de almacenamiento compacto para unidades de emergencia o vehículos de rescate.

2. Especificaciones de Peso y Materiales

- **Peso Neto del Colchón:** 5,5 kg.
- **Peso de la Funda de Pared (Wall Cover):** 630 g.
- **Composición del Colchón:** Tejido tecnológico **Poliéster Trevira CS**, el cual cuenta con propiedades de retardancia al fuego intrínsecas (no añadidas por baños químicos superficiales) y cualidades antibacterianas permanentes.
- **Composición de la Funda de Pared:** 100% poliéster de alta tenacidad con un revestimiento técnico de PVC resistente a la abrasión y salpicaduras.

3. Protocolo de Higienización y Mantenimiento Textil

Para preservar la integridad molecular de las fibras Trevira CS y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de sujeción, se deben seguir estrictamente las siguientes instrucciones de lavandería institucional:

- **Temperatura Máxima de Lavado:** 60 °C.
- **Secado:** Permitido en tómbola rotativa a baja temperatura.
- **Planchado:** Prohibido.
- **Limpieza Química:** No someter a lavado en seco profesional.
- **Agentes Químicos:** No utilizar blanqueadores ni cloro.
- **CRÍTICO:** Prohibido el uso de detergentes en polvo que contengan suavizante de telas. *(El suavizante debilita el agarre de los sistemas de contacto velcro y degrada las propiedades retardantes al fuego del tejido).*

4. Certificaciones y Cumplimiento Normativo

- **Marcado de Conformidad:** Certificación oficial CE para dispositivos médicos.
- **Número de Registro Europeo (CE):** NL-CA002-2016-39802.

-